

Erasmus Beckenband

Zur Entlastung des Rückens bei Schwangerschaft



Lieferbare Grössen (Hüftumfang)

S:	85 - 95 cm
M:	95 -105 cm
L:	105 -115 cm
XL:	115 -130 cm

Artikel Nummer: ME 5545

Verkaufspreis: 78.- + MWST



Das Erasmusband wurde nach wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen entwickelt.

Das Band lässt die Rückseite des Beckens frei und gibt ausschließlich Druck auf den unteren Lendenwirbel und die Vorderseite des Beckens.

Durch Druck auf die Rückseite der Oberschenkel, wird das Heben der Beine beim Laufen optimal unterstützt. Das Erasmusband drückt also sowohl die Vorder- als auch die Rückseite vom Beckenring gegeneinander.

